



Recipientes Dewar, forma cápsula, para CO₂ y LN₂

KGW

Recipientes Dewar, forma cápsula, para CO₂ y LN₂

DURAN®. DIN 12492. Forma de cápsula. Idóneos sobre todo para mantener la temperatura de matraces esféricos de fondo redondo en baños calientes o fríos. Revestimiento de aluminio. Soporte y cantos protegidos. Adecuados para agitadores magnéticos.



Code	Description	Packaging
LLG06075807	Dewar flasks, shallow form x CO2 and LN2	1 pz.
LLG09032422	Dewar vessel, type SCH 9 CALbowl form,	1 pz.
LLG09032423	Dewar vessels,aluminium jacket,hemisphe	1 pz.
LLG09032425	Dewar vessels,aluminium jacket,hemisphe	1 pz.
LLG09032426	Dewar vessels,aluminium jacket,hemisphe	1 pz.
LLG09032427	Dewar vessels,aluminium jacket,hemisphe	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

