

**Vasi Dewar, forma bassa, per CO2 ed LN2****KGW**

Vasi Dewar, forma bassa, per CO<sub>2</sub> ed LN<sub>2</sub>. DURAN®. DIN 12492. Forma a disco.  
Particolarmente indicati per mantenere i palloni a fondo sferico a temperatura costante, in bagni caldi o freddi. Con esterno in alluminio strutturato e bordi di protezione. Adatto per uso con agitatori magnetici.



Code	Description	Packaging
LLG06075807	Vasi Dewar, DURAN, aperti, forma bassa Cap. 3000 ml Øint. 200 mm h 160 mm	1 pz
LLG09032422	Vasi Dewar, DURAN, aperti, forma bassa Cap. 120 ml Øint. 77 mm h 90 mm	1 pz
LLG09032423	Vasi Dewar, DURAN, aperti, forma bassa Cap. 260 ml Øint. 100 mm h 65 mm	1 pz
LLG09032425	Vasi Dewar, DURAN, aperti, forma bassa Cap. 400 ml Øint. 110 mm h 70 mm	1 pz
LLG09032426	Vasi Dewar, DURAN, aperti, forma bassa Cap. 680 ml Øint. 138 mm h 80 mm	1 pz
LLG09032427	Dewar vessels,aluminium jacket,hemispher	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

