

**Guantes para sala limpia, Kimtech G3, nitrilo, estériles****Kimberly-Clark****Guantes para sala limpia, Kimtech™ G3, nitrilo, estériles**

Los guantes de nitrilo blancos estériles Kimtech™ G3 proporcionan una protección mejorada en salas limpias estériles para una amplia gama de contaminantes. Con un acabado texturizado y una composición de nitrilo inocua para la piel, los guantes estériles específicos para cada mano protegen tanto a los usuarios como a los procesos.

- Resistentes al virus ISO16604
- Estériles validados según SAL 10-6
- Disponibles como un par de guantes específicos para cada mano
- Puño reforzado para mayor resistencia
- La palma de la mano y las puntas de los dedos totalmente texturizadas
- Combinando un mejor agarre con un fácil doble colocación
- Sin polvo
- Cómodo ajuste, con formulación sin silicona
- Envasados individualmente en carteras estériles 10 x 20 pares

Según EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016



Code	Description	Packaging
LLG06230011	KIMTECH® Pure*G3 gloves size 8 Nitr/200	200 pz.
LLG06235083	KIMTECH® Pure*G3 gloves size 9 Nitr/200	200 pz.
LLG06240077	KIMTECH® Pure*G3 gloves size 7.5 Ni/200	200 pz.
LLG06240584	KIMTECH® Pure*G3 gloves size 6.5 Ni/200	200 pz.
LLG06252634	KIMTECH® Pure*G3 gloves size 8,5 Ni/200	200 pz.
LLG06257260	KIMTECH® Pure*G3 gloves size 6 nitr/200	200 pz.
LLG06265204	KIMTECH® Pure*G3 gloves size 7 Nitr/200	200 pz.
LLG06265205	KIMTECH® Pure*G3 gloves size 10 Nit/200	200 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

