



Recipientes Dewar para el transporte, forma cilíndrica, para CO₂ y LN₂

KGW

Recipientes Dewar para el transporte, forma cilíndrica, para CO₂ y LN₂

DURAN®. DIN EN ISO 16496. Forma cilíndrica. Con tapa aislada sostenida por dos clips y asa soporte de aluminio. Para enfriar, almacenar y transportar pequeñas muestras de material sensible a la temperatura, por ejemplo, con hielo seco (CO₂). Al almacenar nitrógeno líquido (LN₂) es preciso un agujero en el centro de la tapa (diámetro aprox. 2 mm).

Tipo B: Con revestimiento azul metálico

Tipo BE: Con revestimiento de acero inoxidable



Code	Description	Packaging
LLG09032726	Dewar transport vessels,metal jacket,ca	1 pz.
LLG09032727	Dewar transport vessels,metal jacket,ca	1 pz.
LLG09032728	Dewar transport vessels,metal jacket,ca	1 pz.
LLG09032729	Dewar transport vessels,metal jacket,ca	1 pz.
LLG09032737	Dewar flask 2000mlType 27BE	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

