



Reguladores para las asas, GV 3 y GV 10, para las cestas de suspensión Sonorex

Con estos mecanismos se puede regular de forma continua la inmersión de la cesta, evitando que los matraces floten, se vuelquen o se desborden. Se sujetan fácil y rápidamente en las cestas o en los soportes de instrumental (salvo el GH 1).

1 par.



Code	Description	Packaging
LLG09877720	Handle adjusters GV 3for baskets, 1 pai	1 pz.
LLG09877721	Handle adjusters GV10for baskets, 1 pai	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

