



## Ensamblajes de tubos Luer Lock Hub, 300 mm

### Ensamblajes de tubos Luer Lock Hub, 300 mm

#### Tubos y ensambles

La gama de tubos Hamilton Luer Lock permiten conectar/desconectar rápidamente componentes con terminales Luer macho que se utilizan en aplicaciones donde se utilizan microfluidos. Hamilton ofrece una gran variedad de tubos químicamente inertes adecuados para aplicaciones específicas de fluidos. Se pueden suministrar tubos de diferentes calibres, longitudes, ejes y otros accesorios que cumplan con las normas establecidas o las especificaciones del cliente. Para construir sus propios ensamblajes, Hamilton ofrece kits de ejes y tubos. Hamilton proporciona un sellado totalmente hermético (clasificado con 0,6 MPa de estanqueidad) gracias a que los ensambles y los adaptadores se conectan con total firmeza al tubo.

Disponible bajo pedido conjuntos de tubo de diferentes longitudes con 2 ejes. El tubo tiene una longitud de 300 mm pero se puede cortar a la longitud deseada.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06071808 | PTFE-tubing GA 19 x 300 mm/1            | 1 pz.     |
| LLG06071809 | PTFE-tubing GA 22 x 300 1xHUB/1         | 1 pz.     |
| LLG06071810 | PTFE-tubing GA 30 x 300 mm/1            | 1 pz.     |
| LLG06206417 | tube PTFE GA 28 x 300 1xHUB/1           | 1 pz.     |
| LLG06231356 | PTFE-tubing KF-GA16-TF tubing 300 mm,/1 | 1 pz.     |
| LLG06231359 | PTFE tubing KF-GA20-TF tubing 300 mm,/1 | 1 pz.     |
| LLG06287125 | PTFE-tubing GA 8x30cm 1x Luer F/1       | 1 pz.     |
| LLG06287126 | PTFE-tubing GA 9x30cm 1x Luer F/1       | 1 pz.     |
| LLG06287127 | PTFE-tubing GA 10x30cm 1x Luer F/1      | 1 pz.     |
| LLG06287128 | PTFE-tubing GA 11x30cm 1x Luer F/1      | 1 pz.     |
| LLG06287129 | PTFE-tubing 2,9x2x30cm 1x Luer F/1      | 1 pz.     |
| LLG06287130 | PTFE-tubing GA 13x30cm 1x Luer F/1      | 1 pz.     |
| LLG06287131 | PTFE-tubing GA 15x30cm 1x Luer F/1      | 1 pz.     |
| LLG06287132 | PTFE-tubing GA 17x30cm 1x Luer F/1      | 1 pz.     |
| LLG06287133 | PTFE-tubing GA 24x30cm 1x Luer F/1      | 1 pz.     |
| LLG06300542 | PTFE-tubing 2 x 1 mm with one extensi/1 | 1 pz.     |
| LLG07611570 | Polymer tubing PTFE PTFE-connection-K/1 | 1 pz.     |
| LLG07612023 | Tube PTFE 1xLuer F GA14X300/1           | 1 pz.     |





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

