



Ensamblajes de tubos Luer Lock Hub, 300 mm

Ensamblajes de tubos Luer Lock Hub, 300 mm

Tubos y ensambles

La gama de tubos Hamilton Luer Lock permiten conectar/desconectar rápidamente componentes con terminales Luer macho que se utilizan en aplicaciones donde se utilizan microfluidos. Hamilton ofrece una gran variedad de tubos químicamente inertes adecuados para aplicaciones específicas de fluidos. Se pueden suministrar tubos de diferentes calibres, longitudes, ejes y otros accesorios que cumplan con las normas establecidas o las especificaciones del cliente. Para construir sus propios ensamblajes, Hamilton ofrece kits de ejes y tubos. Hamilton proporciona un sellado totalmente hermético (clasificado con 0,6 MPa de estanqueidad) gracias a que los ensambles y los adaptadores se conectan con total firmeza al tubo.

Disponible bajo pedido conjuntos de tubo de diferentes longitudes con 2 ejes.
El tubo tiene una longitud de 300 mm pero se puede cortar a la longitud deseada.



Code	Description	Packaging
LLG06071808	PTFE-tubing GA 19 x 300 mm/1	1 pz.
LLG06071809	PTFE-tubing GA 22 x 300 1xHUB/1	1 pz.
LLG06071810	PTFE-tubing GA 30 x 300 mm/1	1 pz.
LLG06206417	tube PTFE GA 28 x 300 1xHUB/1	1 pz.
LLG06231356	PTFE-tubing KF-GA16-TF tubing 300 mm,/1	1 pz.
LLG06231359	PTFE tubing KF-GA20-TF tubing 300 mm,/1	1 pz.
LLG06287125	PTFE-tubing GA 8x30cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287126	PTFE-tubing GA 9x30cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287127	PTFE-tubing GA 10x30cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287128	PTFE-tubing GA 11x30cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287129	PTFE-tubing 2,9x2x30cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287130	PTFE-tubing GA 13x30cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287131	PTFE-tubing GA 15x30cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287132	PTFE-tubing GA 17x30cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287133	PTFE-tubing GA 24x30cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06300542	PTFE-tubing 2 x 1 mm with one extensi/1	1 pz.
LLG07611570	Polymer tubing PTFE PTFE-connection-K/1	1 pz.
LLG07612023	Tube PTFE 1xLuer F GA14X300/1	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

