



Tubos para ensamblajes de tubos Luer Lock Hub, 500 mm

Tubos para ensamblajes de tubos Luer Lock Hub, 500 mm

Tubos y ensambles

La gama de tubos Hamilton Luer Lock permiten conectar/desconectar rápidamente componentes con terminales Luer macho que se utilizan en aplicaciones donde se utilizan microfluidos. Hamilton ofrece una gran variedad de tubos químicamente inertes adecuados para aplicaciones específicas de fluidos. Se pueden suministrar tubos de diferentes calibres, longitudes, ejes y otros accesorios que cumplan con las normas establecidas o las especificaciones del cliente. Para construir sus propios ensamblajes, Hamilton ofrece kits de ejes y tubos. Hamilton proporciona un sellado totalmente hermético (clasificado con 0,6 MPa de estanqueidad) gracias a que los ensambles y los adaptadores se conectan con total firmeza al tubo.

Disponible bajo pedido conjuntos de tubo de diferentes longitudes con 2 ejes.

El tubo tiene una longitud de 500 mm, pero puede recortarse a la longitud deseada. Otras longitudes disponibles bajo pedido.



Code	Description	Packaging
LLG06204854	PTFE-tubing GA 18 1 Hub, 50 cm length/1	1 pz.
LLG06204855	PTFE-tubing GA 17 1 Hub, 50 cm length/1	1 pz.
LLG06204856	PTFE-tubing GA 16 1 Hub, 50 cm length/1	1 pz.
LLG06250028	"PTFE tubing GA 30 1 Hub, 0,5"" length/1	1 pz.
LLG06287088	PTFE-tubing GA 7x50cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287089	PTFE-tubing GA 8x50cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287090	PTFE-tubing GA 9x50cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287091	PTFE-tubing GA 10x50cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287092	PTFE-tubing GA 11x50cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287093	PTFE-tubing 2,9x2x50cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287094	PTFE-tubing GA 13x50cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287095	PTFE-tubing GA 14x50cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287096	PTFE-tubing GA 15x50cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287097	PTFE-tubing GA 19x50cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287098	PTFE-tubing GA 20x50cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287099	PTFE-tubing GA 22x50cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287100	PTFE-tubing GA 24x50cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287101	PTFE-tubing GA 26x50cm 1x Luer F/1	1 pz.
LLG06287102	PTFE-tubing GA 28x50cm 1x Luer F/1	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

