



Adaptadores extraíbles (RN) para tubos Luer Lock Hub

Adaptadores extraíbles (RN) para tubos Luer Lock Hub

Para jeringas de aguja de RN de 250 µl y más. Diámetro del puerto 1,5 mm.

Válvula de muestreo de gas inerte 1 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06079139	Needle Adpter Male LUER/RN/1	1 pz.
LLG06305865	Male Luer Lock RN HUB/1	1 pz.
LLG06306806	Luer connector F/RN Hub/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

