



## Adaptadores extraíbles (RN) para tubos Luer Lock Hub

### Adaptadores extraíbles (RN) para tubos Luer Lock Hub

Para jeringas de aguja de RN de 250  $\mu$ l y más. Diámetro del puerto 1,5 mm. Válvula de muestreo de gas inerte 1 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06079139	Needle Adppter Male LUER/RN/1	1 pz.
LLG06305865	Male Luer Lock RN HUB/1	1 pz.
LLG06306806	Luer connector F/RN Hub/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

