



## Adaptadores para conectores de tubos Luer Lock

### Adaptadores para conectores de tubos Luer Lock

#### Tubos y ensambles

La gama de tubos Hamilton Luer Lock permiten conectar/desconectar rápidamente componentes con terminales Luer macho que se utilizan en aplicaciones donde se utilizan microfluidos. Hamilton ofrece una gran variedad de tubos químicamente inertes adecuados para aplicaciones específicas de fluidos. Se pueden suministrar tubos de diferentes calibres, longitudes, ejes y otros accesorios que cumplan con las normas establecidas o las especificaciones del cliente. Para construir sus propios ensamblajes, Hamilton ofrece kits de ejes y tubos. Hamilton proporciona un sellado totalmente hermético (clasificado con 0,6 MPa de estanqueidad) gracias a que los ensambles y los adaptadores se conectan con total firmeza al tubo.

Disponible bajo pedido conjuntos de tubo de diferentes longitudes con 2 ejes.



Code	Description	Packaging
LLG06078174	Connection adapter Male 1.5mm/1	1 pz.
LLG06083814	"Luer connection 1/4"" -28 UNF"	1 pz.
LLG06091193	Connection adapter Female 1.5mm/1	1 pz.
LLG06241919	Luer Adapter LL/M/1	1 pz.
LLG06287085	Luer Adapter LL/F, 1.5mm/1	1 pz.
LLG06287086	"Luer Adapter LL/1/8"" -NTP"	1 pz.
LLG06287087	Luer Adapter F 1/4-20UNC/1	1 pz.
LLG06800447	Luer lock female, plastic, white/1	1 pz.
LLG06800466	Luer connector M/M 1.5mm/1	1 pz.
LLG06800467	Luer connector F/M 1.5mm/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

