



Lavadora de microplacas 50 TS

Agilent Technologies Sales

Lavadora de microplacas 50 TS

La lavadora de microplacas 50 TS es una plataforma verdaderamente flexible que proporciona una capacidad de lavado sin igual en su clase. Como una bienvenida actualización del procesamiento manual, el 50 TS es ideal para laboratorios de diagnóstico académico, clínico y veterinario.

- Lavadora de microplacas compacta y robusta con un colector de lavado de 8, 12 o 16 tubos
- Compatible con placas de pocillos 96/384 o tiras individuales
- Bomba de jeringa integrada para un control preciso de todos los flujos de fluidos
- Cambio automático de buffer para hasta 3 tampones de lavado
- Control total de programación de todos los parámetros de lavado, como el número de ciclos, el volumen de dispensación, la velocidad de dispensación, la velocidad de aspiración, etc. a través de la interfaz de usuario con pantalla táctil
- Duración e intensidad de la sacudida programables
- Muchos programas de mantenimiento incorporados

Aplicaciones típicas: Ensayos ELISA, ensayos basados en células





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

