



Lector de microplacas 800 TS

Agilent Technologies Sales

Lector de microplacas 800 TS

El 800 TS con pantalla táctil en color de alta resolución está diseñado para aplicaciones en el laboratorio de investigación clínica y de ciencias de la vida.

- Lector de microplacas de absorción de 1 canal para los modos de lectura de punto final, cinético y de exploración de pocillos
- Compatible con placas de 6-386 pocillos
- Rango de longitud de onda: 400-750 nm; 340-750 nm
- Capacidad de la rueda de filtros: 5 posiciones, hasta 5 filtros suministrados
- Rango dinámico: 0.0 a 4.0 OD, Resolución: 0,0001 DO
- Software de análisis de datos Gen5 fácil de usar para la rápida recopilación, exportación e impresión de datos

Aplicaciones: ELISA, ensayo de proteínas y citotoxicidad.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

