

**Viscosímetros B-ONE PLUS / FIRST PLUS**

Lamy Rheology SARL

Viscosímetros B-ONE PLUS / FIRST PLUS

El viscosímetro rotativo determina la viscosidad de los líquidos por el par de torsión con diferentes husillos de medición. Con el B-ONE PLUS, puede determinar los tiempos de medición de los productos tixotrópicos. Al introducir la densidad del producto, también se puede determinar la viscosidad cinemática. El viscosímetro se utiliza principalmente en las áreas de cosmética, farmacia, producción de colores y química.

Se entrega como una sola unidad o con los sets de husillos L1-L4 o R2-R7.

- Medición a diferentes velocidades
- Rango de viscosidad hasta 240 000 000 mPas
- Pantalla táctil de 7"
- Diferentes sets de husillos
- Fácil de usar
- Amplia gama de aplicaciones
- Soporte estable
- Ajustes de la pantalla: viscosidad, velocidad, par de torsión, tiempo de medición, geometría de medición
- Unidad de viscosidad cp o mPas
- Idioma Francés, Inglés, Ruso, España

FIRST PLUS adicionalmente con:

- PT100 para la medición precisa de la temperatura
- Conexiones para RS232, USB, LAN
- Software opcional

Especificaciones

Velocidad de rotación: 0,3 ... 250 rpm

Rango de par:

Rango de par (versión LR): 0,05 ... 13 mNm

0,005 ... 0,8 mNm

Rango de temperatura FIRST PLUS: -50 ... 300 °C

Precisión: ± 1 % de la escala completa

Reproducibilidad: ± 0,2 %

Rango de viscosidad B-ONE PLUS

con husillos L1-L4 / R2-R7:

15 ... 22 000 000 mPas / 200 ... 240 000 000 mPas

Dimensiones cabezal (L x An x Alt): 180 x 135 x 250 mm

Dimensiones soporte (L x An x Alt): 280 x 200 x 30 mm

Longitud varilla: 500 mm

Peso: 6,7 kg

Fuente de alimentación: 90-240 VAC, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG04659125	B-ONE TOUCH viscometer with L-R adap/1	1 pz.
LLG04659126	B-ONE TOUCH LR viscometer with L-1 T/1	1 pz.
LLG04659127	B-ONE TOUCH viscometer with R-2 TO R/1	1 pz.
LLG04659128	FIRST TOUCH viscometer with 7" Colo/1	1 pz.
LLG04659129	FIRST TOUCH LR viscometer with L-1 TO/1	1 pz.
LLG04659130	FIRST TOUCH viscometer with R-2 TO R/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

