

**Analizador de texturas TX-700**

Lamy Rheology SARL

Analizador de texturas TX-700

El Analizador de textura TX-700 es un instrumento de prueba para la determinación de las propiedades físicas de diversas sustancias y materiales. Por ejemplo, se puede medir la elasticidad, la adhesividad y la resistencia de las sustancias. Se pueden determinar los siguientes parámetros: penetración, compresión relativa, ciclo del TPA, tracción y relajación. El TX-700 es ideal para sus productos consistentes, elásticos y adhesivos.

- Amplia selección de diferentes muestras de prueba
- Ajustes de la pantalla: fuerza, velocidad, distancia, tiempo, sensibilidad
- Unidades: gramos o Newton
- Modos de medición: penetración, compresión, tracción, relajación, ciclo del TPA
- Incluye PT100 para el control de la temperatura
- Idioma Francés, Inglés, Ruso, España
- Conexiones para RS-232, USB

Especificaciones**Sensores / Resolución: 10 N (1 kg) / 0.001 N (0,1 g)****20 N (2 kg) / 0.001 N (0,1 g)****50 N (5 kg) / 0.001 N (0,1 g)****250 N (20 kg) / 0.01 N (1 g)****500 N (50 kg) / 0.01 N (1 g)****Precisión: ± 0.05 % escala completa****Rango de velocidad: 0,1 a 10 mm/s ± 0.2 %****Altura del movimiento / Resolución: 370 mm / 0,01 mm****Rango de temperatura: -20 a +120 °C****Dimensiones (L x An x Alt): 300 x 500 x 600 mm****Peso: 21 kg****Fuente de alimentación: 90-240 VAC, 50/60 Hz**

Code	Description	Packaging
LLG04659131	TEX'AN TOUCH 50 N texture analyzer/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

