



**Nevera portátil, Isotherm Extreme**

**Campingaz**

**Nevera portátil, Isotherm Extreme**

- Aislamiento resistente hecho de PU de alta calidad
- Compacta y robusta
- La tapa se puede bloquear con la asa
- Junta de goma que sella herméticamente la nevera



Code	Description	Packaging
LLG09031821	Cold box - Isotherm Extreme 10 L 10 I/1	1 pz
LLG09031822	Cold box - Isotherm Extreme 17 L 17 I/1	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

