



Nevera portátil, Isotherm Extreme

Campingaz

Nevera portátil, Isotherm Extreme

- Aislamiento resistente hecho de PU de alta calidad
- Compacta y robusta
- La tapa se puede bloquear con la asa
- Junta de goma que sella herméticamente la nevera



Code	Description	Packaging
LLG09031821	Cold box - Isotherm Extreme 10 L 10 l/1	1 pz
LLG09031822	Cold box - Isotherm Extreme 17 L 17 l/1	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

