

**Nevera plegable Fold'N Cool****Campingaz****Nevera plegable Fold'N Cool™**

La nevera plegable Fold'N Cool™ de 30 L se puede usar en una amplia gama de aplicaciones. Al finalizar el trabajo se puede plegar ocupando un espacio de almacenamiento reducido. Dispone de un bolsillo delantero grande con cremallera, 2 asas de transporte y una correa ajustable.

- 100% poliéster con revestimiento de PU en la parte posterior
- Material interior fácil de limpiar, PEVA libre de alimentos
- Aislamiento: espuma EPE de alto rendimiento
- Azul oscuro / gris





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

