

**Sumario de protocolos de ensayo almacenados en fotómetros photoLab[®] y photoFlex[®]**

A: Almacenado en fotómetro photoLab[®] S6, S12, photoLab[®] 6000 y photoLab[®] Spektral.

B: Almacenado en fotómetro photoLab[®] S12, photolab[®] 6000 Serie y photoLab[®] Spektral.

C: Almacenado en fotómetro photoFlex[®] y photoFlex[®] Turb[®]

Ensayos sin reactivo:

Cu - baño de cobre, 690 nm, 820 nm - Baño de cobre - B

CrO₃ - Baño de cromo - Baño de cromo - B

Ni - Baño de níquel - Baño de níquel - B

HZ - Hazen - Hazen - B

IFZ - Índice de color e índice de yodo, 340 nm, 455 nm - Índice de color e índice de yodo - B

m-1 (DFZ) - Coloración - FB445 - B,C

m-1 (DFZ) - Coloración - FB525 - A,C

m-1 (DFZ) - Coloración - FB620 - B,C

FAU - Turbidez 620 - T620 - B

E - Extinción - Extinción - A,B,C

SAK - Coeficiente de absorción espectral en 254 y 436 nm photoLab[®] 6100 VIS (436 nm) y UV-VIS photoLab[®] 6600 (254/436)



Disponibles otros tests bajo solicitud, el rango de información está basado en área max. y también puede ser más pequeño para photoFlex[®].

Code	Description	Packaging
LLG09920866	Test kit Typ 00861Zn, zinn, 0.025 - 1.0	1 pz.
LLG09920868	Test kit Typ 00857Silicium, 0.5 - 50.0	1 pz.
LLG09920870	Test kit Typ 14942NO3-N nitrate, 0.2 -	1 pz.
LLG09920888	Test kits,Ni, nickelUN 3316, 9, II, (E)	1 pz.
LLG09920890	Test kits,NO3-N, nitrateUN 3316, 9, II,	1 pz
LLG09920891	Test kits,NO3-N, nitrate	1 pz.
LLG09920896	Test kits,PO4-P, phosphateCHEMICAL KITU	1 pz.
LLG09920898	Test kits,SO4, sulfate	1 pz.
LLG09920899	Test kits,SO4, sulfateUN 3316, 9, III,	1 pz.
LLG09920901	Test kits,Zn, zinc	1 pz.
LLG09920904	Test kits,A-Ten, anionic surfactantsUN	1 pz.
LLG09920925	Test kits,O2, oxygen	1 pz.
LLG09920928	Test kits,NH4-N, ammoniumUN 3316, 9, II	1 pz.
LLG09920929	Test kits,NH4-N, ammonium	1 pz.
LLG09920930	Test kits,Ni, nickelUN 3316, 9, II, (E)	1 pz.
LLG09920931	Test kits,NO2-N, nitrite	1 pz.
LLG09920932	Test kits,NO3-N, nitrate	1 pz
LLG09920933	Test kits,NO3-N, nitrate	1 pz
LLG09920939	Test kits,PO4-P, phosphate	1 pz
LLG09920940	Test kits,PO4-P, phosphate	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09920941	Test kits,RH, residual hardness(no dan.	1 pz.
LLG09920942	Test kits,Si, siliconUN 3316, 9, II, (E	1 pz
LLG09920952	Test kits 00607/1O3, ozone, no dan. goo	1 pz.
LLG09920954	Kit tests per analisi fotometriche, pro	1 pz.
LLG09920955	Kit tests per analisi fotometriche, pro	1 pz.
LLG09920958	Test kit: A6/250.20 - 8.00 mg/l NH4-N,	1 pz.
LLG09920959	Test kit: N2/250.5 - 25.0 mg/l NO3-N, 2	1 pz.
LLG09920960	Test kit: N5/250.01 - 0.700 mg/l NO2-N,	1 pz.
LLG09920961	Test kit: P6/250.05 - 5.00 mg/l PO4-P,	1 pz.
LLG09920962	Test kit: P7/250.5 - 25 mg/l PO4-P,25 t	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

