




## Bolsas de esterilización termosellables

### Bolsas de esterilización termosellables

Las bolsas y rollos de esterilización termosellables como solución de embalaje para aplicaciones de esterilización garantizan una protección fiable del producto sanitario contra la contaminación bacteriana desde el momento de la esterilización hasta el uso del producto sanitario estéril. El tipo plano y con pliegues y la amplia gama de tamaños estándar permiten una elección óptima del tamaño correcto del embalaje de cada artículo. Los rollos y bolsas de esterilización están fabricados con película de copolímero multicapa transparente de PET/PP y papel de calidad médica. Sobre la superficie del papel se aplican indicadores de proceso no tóxicos a base de agua para la esterilización por vapor y óxido de etileno (conforme a la norma ISO 11140-1). Esto ayuda a diferenciar entre paquetes procesados y no procesados.

- Película reforzada para evitar desgarros durante la apertura
- Cambio de color del indicador limpio y preciso
- Apertura rasgada, sin fibras y presentación aséptica
- Sello de triple banda para una mayor integridad del paquete

Las bolsas y rollos de esterilización son barreras eficaces contra los gérmenes y cumplen los requisitos de las normas ISO 11607, EN 868-5 e ISO 11140-1.



Code	Description	Packaging
LLG06272268	Sterilization bags, flat 75 x 200m/1000	1000 pz
LLG06272269	Sterilization bags, flat 100 x 300/1000	1000 pz
LLG06272270	Sterilization bags, flat 150 x 400/1000	1000 pz
LLG06272271	Sterilization bags, flat 200 x 450/1000	1000 pz
LLG06272272	Sterilization bags, flat 250 x 400/1000	1000 pz
LLG06272273	Sterilization bags, flat 250 x 500/1000	1000 pz
LLG06272274	Sterilization bags, flat 300 x 500/1000	1000 pz
LLG06272275	Sterilization bags, gusseted 100 x/1000	1000 pz
LLG06272276	Sterilization bags, flat 150 x 390/1000	1000 pz
LLG06272277	Sterilization bags, gusseted 200 x /500	500 pz
LLG06272278	Sterilization bags, gusseted 250 x /500	500 pz
LLG06272279	Sterilization bags, gusseted 300 x /500	500 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

