




Bolsas de esterilización autosellables

Bolsas de esterilización autosellables

Las bolsas de esterilización autosellables están predobladas y aseguran un cierre preciso y rápido sin necesidad de un dispositivo de sellado por calor. Son especialmente adecuadas para su uso en consultorios generales pequeños, clínicas dentales y por usuarios que desean evitar los costes de equipos de sellado adicionales. Las bolsas de esterilización autosellables están construidas con película de copolímero multicapa transparente de PET/PP, papel de grado médico y cinta adhesiva que proporciona una excelente resistencia a la sobreexposición del vapor y a la apertura limpia. Los indicadores de proceso no tóxicos a base de agua para la esterilización por vapor y óxido de etileno que cumplen con la norma ISO 11140-1 se aplican sobre la superficie del papel y ayudan a diferenciar entre envases procesados y no procesados.

- Película reforzada para evitar desgarros durante la apertura
- Cambio de color del indicador limpio y preciso
- Apertura rasgada, sin fibras y presentación aséptica
- Sello de triple banda para una mayor integridad del paquete



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06272280 | Sterilization bags, self-adhesive 7/200 | 200 pz |
| LLG06272281 | Sterilization bags, self-adhesive 9/200 | 200 pz |
| LLG06272282 | Sterilization bags, flat 90 x 270mm/200 | 200 pz |
| LLG06272283 | Sterilization bags, self-adhesive 1/200 | 200 pz |
| LLG06272284 | Sterilization bags, self-adhesive 1/200 | 200 pz |
| LLG06272285 | Sterilization bags, self-adhesive 3/200 | 200 pz |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

