



## Bomba de pistón, completa

### Bomba de pistón, completa

Las bombas de pistones son adecuadas para aplicaciones físicas, especialmente aquellas en las que se utilizan soluciones acuosas. Siendo una bomba de vacío y un compresor la vez, se puede utilizar para una amplia variedad de aplicaciones tales como filtración, muestreo de gas, secado al vacío, desecación y tecnología de automatización. Dispone de medidores y reguladores de vacío y de presión integrados que permiten que la presión sea monitoreada y ajustada continuamente. Se debe de usar solamente con aplicaciones de vapor seco o acuoso.

- Libre de aceite
- Fácil de limpiar
- Mantenimiento sencillo
- Fácil de usar y de controlar
- Robusta
- Conexión de presión con silenciador de escape
- Conexión de aspiración/presión: boquilla de manguera DN 8 para diámetro interior de la manguera de 8 mm

**Material de suministro:** bomba de vacío, reguladores del vacío y de la presión con manómetros, purgador de la entrada del agua y silenciador

### Especificaciones

**Conexión aspiración/presión:** DN 8

**Temperatura ambiente:** 10 ... 40 °C

**Temperatura máx. de funcionamiento del gas:** 60 °C

**Ruido DIN EN ISO 2151:** 56 dB (A)

**Grado de protección:** IP 20



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06287585 | Vacuum / pressure pump 2522 18l/min, /1 | 1 pz.     |
| LLG06287586 | Vacuum / pressure pump 2534 28l/min, /1 | 1 pz.     |
| LLG06287587 | Vacuum / pressure pump 2546 38l/min, /1 | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

