



Tubos RMN, 5 mm, Wilmad[®], Alto Rendimiento

Tubos RMN, 5 mm, Wilmad[®], Alto Rendimiento

Los tubos de RMN Wilmad[®] de pared delgada y alto rendimiento tienen una inclinación media de 60 micras para garantizar la calidad espectral para muestras de moléculas pequeñas (MW 250) hasta 600 MHz. Diseñados para uso rutinario en la mayoría de los espectrómetros de RMN de campo bajo a medio.

Diámetro externo: $4,947 \pm 0,019$ mm

Diámetro interno: 4,1 mm

Grosor de la pared: 0,43 mm



Code	Description	Packaging
LLG06287509	"BEL-ART-Economy NMR Sample Tubes 7"/10	100 pz.
LLG06287511	"BEL-ART-Economy NMR Sample Tubes 8"/10	100 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

