

**Instrumento de medición de la temperatura testo 108****Testo SE & CO KGaA****Instrumento de medición de la temperatura testo 108**

- Fácil de usar y de manejar
- Tanto el instrumento como la sonda son resistentes al agua (IP67)
- Conforme a HAPPC y EN 13485
- De aplicación universal

**Especificaciones****Rango de medición: -50 a +300 °C****Precisión:  $\pm 0,5$  °C (-30 a +70 °C)** **$\pm 0,5$  °C  $\pm 0,5$  % del valor medido (rango restante)****Resolución: 0,1 °C****Fuente de alimentación: 3 x AAA**

Code	Description	Packaging
LLG06254472	Temperature meter testo 108/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

