

**Bolígrafo Glascribe[®]****Bel-Art Products****Bolígrafo Glascribe[®]**

Marque los objetos de vidrio de laboratorio con el bolígrafo Glascribe[®] con punta retráctil de carburo de tungsteno (Dureza Mohs = 9). Se inscribe fácilmente en vidrio, cerámica y plástico. El bolígrafo tiene un clip de bolsillo para que esté siempre a mano cuando se necesite.



Code	Description	Packaging
LLG09032932	Glass scribe penwith tungstene carbide	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

