



Fascos de cuello mediano, serie 307, HDPE con tapón roscado de PP

Kautex

Fascos de cuello mediano, serie 307, HDPE con tapón roscado de PP

Con graduación, herméticos. Con tapón roscado de PP.

Fascos universales para el laboratorio y la industria. Buena resistencia química. Las aberturas del cuello facilitan el llenado y la limpieza. Ideales para productos pastosos, granulados y productos de llenado en caliente.



Code	Description	Packaging
LLG09073344	HDPE-medium neck bottles100ml, round, w	1 pz.
LLG09073345	HDPE-medium neck bottles250ml, round, w	1 pz.
LLG09073346	Medium neck bottles HDPE500ml round wit	1 pz.
LLG09073347	Medium neck bottles PE-HD1000ml round w	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

