

**Fascos de cuello mediano, serie 307, HDPE con tapón roscado de PP****Kautex****Fascos de cuello mediano, serie 307, HDPE con tapón roscado de PP**

Con graduación, herméticos. Con tapón roscado de PP.

Fascos universales para el laboratorio y la industria. Buena resistencia química. Las aberturas del cuello facilitan el llenado y la limpieza. Ideales para productos pastosos, granulados y productos de llenado en caliente.



Code	Description	Packaging
LLG09073344	HDPE-medium neck bottles100ml, round, w	1 pz.
LLG09073345	HDPE-medium neck bottles250ml, round, w	1 pz.
LLG09073346	Medium neck bottles HDPE500ml round wit	1 pz.
LLG09073347	Medium neck bottles PE-HD1000ml round w	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

