



Electrograbador de vidrio con punta de diamante

Electrograbador de vidrio con punta de diamante

Para rotular portaobjetos y para marcar o grabar metal o plástico.

Al colocarlo con la mano en posición de escritura, se enciende el motor automáticamente y, al ponerlo de nuevo en posición horizontal, se apaga. Cuando está en posición de escritura, la punta gira a alta velocidad, lo que permite "grabar" sin esfuerzo. Las puntas se cambian fácilmente y sin necesidad de utensilios.

Las inscripciones quedan tan bien grabadas que se pueden conservar casi indefinidamente.

Peso aprox.: 100 g; Ø aprox. de las cavidades para los dedos: 15 mm. Se incluye punta modelo A para vidrio, Ø 1,5 mm.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

