

**Portaobjetos adherentes SuperFrost<sup>®</sup> Plus****Menzel****Portaobjetos adherentes SuperFrost<sup>®</sup> Plus**

Dimensiones: 75mm x 25mm x 1,0mm. Bordes esmerilados en un ángulo de 90°, disponen de una área de marcado SuperFrost en blanco. Se ha llevado a cabo un nuevo método de tratamiento electrostático de la superficie proporcionándole cargas positivas permanentemente. Los portaobjetos han sido tratados para obtener una excelente adhesión de células y tejidos de preparaciones de citología. El área de marcado está disponible también en SuperFrost azul, amarillo, rosa o verde.



Code	Description	Packaging
LLG06700125	SuperFrost Plus Gold	72 pz.
LLG09161155	Adhesive microscopic slides,25x75 mm/72	72 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

