



Tapones para frascos de boca estrecha, serie 310, con aprobación UN

Kautex

Tapones para frascos de boca estrecha, serie 310, con aprobación UN

Aprobación UN.

Tipo 1: Tapón ligero, blanco, PP, anillo de seguridad, blanco, revestimiento de PTFE en forma de copa (sin figura)**Tipo 2: Tapón ligero**, negro, HDPE, anillo de seguridad, negro, revestimiento de PTFE en forma de copa.**Tipo 3: Tapón de campana**, negro, PP, anillo de seguridad, rojo, revestimiento de PTFE en forma de copa**Tipo 4: Tapón de campana**, rojo, PP, con membrana desgasificadora, anillo de seguridad, rojo, en forma de copa, revestimiento de PTFE perforado

| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09073379 | Light-cup, black, PP PTFE cup-shaped li | 1 pz. |
| LLG09073380 | Bell cap, black, PP PTFE cup-shaped lin | 1 pz. |
| LLG09073381 | Bell cap, red, PP PTFE cup-shaped liner | 1 pz. |
| LLG09073480 | Closure PP, whitewith PTFE-insert and o | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

