



Tapones para frascos de boca estrecha, serie 310, con aprobación UN

Kautex

**Tapones para frascos de boca estrecha, serie 310, con aprobación UN**

Aprobación UN.

**Tipo 1: Tapón ligero**, blanco, PP, anillo de seguridad, blanco, revestimiento de PTFE en forma de copa (sin figura)**Tipo 2: Tapón ligero**, negro, HDPE, anillo de seguridad, negro, revestimiento de PTFE en forma de copa.**Tipo 3: Tapón de campana**, negro, PP, anillo de seguridad, rojo, revestimiento de PTFE en forma de copa**Tipo 4: Tapón de campana**, rojo, PP, con membrana desgasificadora, anillo de seguridad, rojo, en forma de copa, revestimiento de PTFE perforado

Code	Description	Packaging
LLG09073379	Light-cup, black, PP PTFE cup-shaped li	1 pz.
LLG09073380	Bell cap, black, PP PTFE cup-shaped lin	1 pz.
LLG09073381	Bell cap, red, PP PTFE cup-shaped liner	1 pz.
LLG09073480	Closure PP, whitewith PTFE-insert and o	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

