

**Tarros de almacenamiento, serie 376, HDPE****Kautex****Tarros de almacenamiento, serie 376, HDPE**

Tarros redondos naturales sin tapa. La boca ancha permite un fácil llenado y limpieza. Las tapas negras están disponibles con un taco de espuma PE a prueba de fugas - pedir por separado.



Code	Description	Packaging
LLG09073388	Wide mouth jars 100ml, HDPE round, natur	1 pz.
LLG09073389	Storage jars, round HDPE 250ml without l	1 pz.
LLG09073390	Wide mouth bottles 500 ml HDPE round, na	1 pz.
LLG09073391	Storage jars, HDPE round 750ml, natural	1 pz.
LLG09073392	Storage jars HDPE, round 1000ml without	1 pz.
LLG09073393	Storage jars 1500ml HDPE round, without	1 pz.
LLG09073394	Storage jars PE-HD 2000ml, round without	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

