



Tapas roscadas, PP, para tarros de almacenamiento, serie 376

Kautex

Tapas roscadas, PP, para tarros de almacenamiento, serie 376

Tapas de rosca negra con inserción de espuma PE.



Code	Description	Packaging
LLG09073071	Screw cap, 31 mm	1 pz.
LLG09073072	Screw cap, 41 mm	1 pz.
LLG09073073	Screw cap, 65 mm	1 pz.
LLG09073074	Screw cap, 69 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

