

**Guantes blancos, poliéster o nylon****ASPURE****Guantes blancos, poliéster o nylon**

- El dobladillo de la muñeca está cubierto para evitar que el borde se deshilache.
- Excepcionalmente transpirables
- Se estiran y se ajustan perfectamente
- Codificación de color en los puños
- Caja de cartón con 30 x 10 pares



Code	Description	Packaging
LLG04659018	ASPURE Undergloves, Polyester, si/300	300 pz.
LLG04659019	ASPURE Undergloves, Polyester, si/300	300 pz.
LLG04659020	ASPURE Undergloves, Polyester, si/300	300 pz.
LLG04659021	ASPURE Underglove, Polyester, siz/300	300 pz.
LLG04659022	ASPURE Underglove, Nylon, size XL/300	300 pz.
LLG04659023	ASPURE Underglove, Nylon, size L,/300	300 pz.
LLG04659024	ASPURE Underglove, Nylon size M, /300	300 pz.
LLG04659025	ASPURE Underglove, Nylon, size S,/300	300 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

