



## Sous-gants blancs, en polyester ou nylon

### Sous-gants blancs, en polyester ou nylon

- L'ourlet au poignet a un pli pour empêcher l'effilochement de la bordure
- Très respirants
- Flexibilité élevée
- Ajustement excellent
- Différenciés par les couleurs des poignets
- Carton de 30 x 10 paires.



Code	Description	Packaging
LLG04659018	Sous-gants blancs, en polyester ou nylon, Taille XL , Matériau Polyester , Couleur brun	300 pz
LLG04659019	Sous-gants blancs, en polyester ou nylon, Taille L , Matériau Polyester , Couleur gris	300 pz
LLG04659020	Sous-gants blancs, en polyester ou nylon, Taille M , Matériau Polyester , Couleur vert	300 pz
LLG04659021	Sous-gants blancs, en polyester ou nylon, Taille S , Matériau Polyester , Couleur blanc	300 pz
LLG04659022	Sous-gants blancs, en polyester ou nylon, Taille XL , Matériau Nylon , Couleur brun	300 pz
LLG04659023	Sous-gants blancs, en polyester ou nylon, Taille L , Matériau Nylon , Couleur gris	300 pz
LLG04659024	Sous-gants blancs, en polyester ou nylon, Taille M , Matériau Nylon , Couleur vert	300 pz
LLG04659025	Sous-gants blancs, en polyester ou nylon, Taille S , Matériau Nylon , Couleur blanc	300 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

