

**Guantes blancos, poliéster o nylon****ASPURE****Guantes blancos, poliéster o nylon**

- El dobladillo de la muñeca está cubierto para evitar que el borde se deshilache.
- Excepcionalmente transpirables
- Se estiran y se ajustan perfectamente
- Codificación de color en los puños
- Caja de cartón con 30 x 10 pares



Code	Description	Packaging
LLG04659018	ASPURE Undergloves, Polyester, si/300	300 pz.
LLG04659019	ASPURE Undergloves, Polyester, si/300	300 pz.
LLG04659020	ASPURE Undergloves, Polyester, si/300	300 pz.
LLG04659021	ASPURE Underglove, Polyester, siz/300	300 pz.
LLG04659022	ASPURE Underglove, Nylon, size XL/300	300 pz.
LLG04659023	ASPURE Underglove, Nylon, size L,/300	300 pz.
LLG04659024	ASPURE Underglove, Nylon size M, /300	300 pz.
LLG04659025	ASPURE Underglove, Nylon, size S,/300	300 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

