



Capucha para sala limpia, poliéster

Capucha para sala limpia, poliéster

Capucha hecha de 100% poliéster

- Disponible con y sin ala
- Lavable
- Con hilo conductor
- Adecuada para la clase de sala limpia ISO 5
- Resistencia superficial: 106 - 108 ©?

Para el uso de la sala limpia, esta prenda debe ser lavada de acuerdo a la clase de sala limpia requerida.



Code	Description	Packaging
LLG04659060	ASPURE Hood for Cleanroom, Polyester, wh	1 pz.
LLG04659061	ASPURE Hood for Cleanroom, Polyester, wh	1 pz.
LLG04659062	ASPURE Hood for Cleanroom, Polyester, bl	1 pz.
LLG04659063	ASPURE Hood for Cleanroom, Polyester, bl	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

