



## Capucha para sala limpia, poliéster

### Capucha para sala limpia, poliéster

Capucha hecha de 100% poliéster

-Disponible con y sin ala

-Lavable

-Con hilo conductor

-Adecuada para la clase de sala limpia ISO 5

-Resistencia superficial: 106 - 108 @?

Para el uso de la sala limpia, esta prenda debe ser lavada de acuerdo a la clase de sala limpia requerida.



Code	Description	Packaging
LLG04659060	ASPURE Hood for Cleanroom, Polyester, wh	1 pz.
LLG04659061	ASPURE Hood for Cleanroom, Polyester, wh	1 pz.
LLG04659062	ASPURE Hood for Cleanroom, Polyester, bl	1 pz.
LLG04659063	ASPURE Hood for Cleanroom, Polyester, bl	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

