

**Frascos de cuello ancho, forma cuadrada, serie 310, PETG****Kautex****Frascos de cuello ancho, forma cuadrada, serie 310, PETG**

Transparentes. Sin tapa. Transparentes y brillantes para una presentación del producto sin distorsión. El cuello ancho facilita el llenado y la limpieza.

**Pida la tapa por separado.**



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09073395 | PETG wide mouth containers, series 3105 | 1 pz.     |
| LLG09073396 | Wide mouth container PETG crystal clear | 1 pz.     |
| LLG09073397 | Wide mouth containers, clear200ml, squa | 1 pz.     |
| LLG09073398 | PETG wide mouth container 500mlcrystal  | 1 pz.     |
| LLG09073399 | Wide mouth containers, PETG without clo | 1 pz.     |
| LLG09073400 | Wide mouth containers, square shape2000 | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

