



## Cajas para clasificación, PS

### Cajas para clasificación, PS

Poliestireno. Resistentes, calidad industrial. Apilables (longitudinal y transversalmente). Con certificado RAL. PS resistente a los golpes, de alto impacto. Colores aptos para alimentos. Bajos lisos, por lo tanto aptos para el transporte.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09033121 | Storage bins,PS,red,165/140x100x75 mm   | 1 pz.     |
| LLG09033123 | Storage bins,PS,blue,165/140/100x75 mm  | 1 pz.     |
| LLG09033131 | Storage bins,PS,red,230/200x145x125 mm  | 1 pz.     |
| LLG09033133 | Storage bins,PS,blue,230/200x145x125 mm | 1 pz.     |
| LLG09033141 | Storage bins,PS,red,335/300x200x150 mm  | 1 pz.     |
| LLG09033143 | Storage bins,PS,blue,335/300x200x150 mm | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

