



Cajas para clasificación, PS

Cajas para clasificación, PS

Poliestireno. Resistentes, calidad industrial. Apilables (longitudinal y transversalmente). Con certificado RAL. PS resistente a los golpes, de alto impacto. Colores aptos para alimentos. Bajos lisos, por lo tanto aptos para el transporte.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09033121 | Storage bins,PS,red,165/140x100x75 mm | 1 pz. |
| LLG09033123 | Storage bins,PS,blue,165/140/100x75 mm | 1 pz. |
| LLG09033131 | Storage bins,PS,red,230/200x145x125 mm | 1 pz. |
| LLG09033133 | Storage bins,PS,blue,230/200x145x125 mm | 1 pz. |
| LLG09033141 | Storage bins,PS,red,335/300x200x150 mm | 1 pz. |
| LLG09033143 | Storage bins,PS,blue,335/300x200x150 mm | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

