



## Cajas para clasificación, PS

### Cajas para clasificación, PS

Poliestireno. Resistentes, calidad industrial. Apilables (longitudinal y transversalmente). Con certificado RAL. PS resistente a los golpes, de alto impacto. Colores aptos para alimentos. Bajos lisos, por lo tanto aptos para el transporte.



Code	Description	Packaging
LLG09033121	Storage bins,PS,red,165/140x100x75 mm	1 pz.
LLG09033123	Storage bins,PS,blue,165/140/100x75 mm	1 pz.
LLG09033131	Storage bins,PS,red,230/200x145x125 mm	1 pz.
LLG09033133	Storage bins,PS,blue,230/200x145x125 mm	1 pz.
LLG09033141	Storage bins,PS,red,335/300x200x150 mm	1 pz.
LLG09033143	Storage bins,PS,blue,335/300x200x150 mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

