

**Toallitas para sala limpia ASPURE, poliéster****ASPURE****Toallitas para sala limpia ASPURE, poliéster**

Número de partículas y residuos de evaporación extremadamente bajos, formación mínima de polvo y pelusas en los bordes de corte gracias al uso de la técnica de corte por láser. El uso de fibras largas de poliéster evita la generación de pelusas.

- Hechas de 100 % poliéster
- Corte láser
- Lavadas con agua ultrapura
- Doble empaquetado



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04659070 | ASPURE Cleanroom Wipers, Polyester,/150 | 150 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

