

**Tomamuestras para líquidos MiniSampler, PE****Bürkle****Tomamuestras para líquidos MiniSampler, PE**

La toma de muestras es rápida, fácil, limpia y práctica.

Con el MiniSampler, el líquido de la muestra sólo entra en contacto con la manguera de succión y la botella de muestra. Se evita en gran medida la contaminación cruzada. Los frascos pueden ser sellados herméticamente inmediatamente después de la toma de la muestra con un tapón de seguridad. La manguera de succión de PE de un solo uso puede ser rápidamente reemplazada, asegurando que las muestras nunca se contaminen. Se puede utilizar una nueva manguera para cada muestra si es necesario. Debido a su pequeño diámetro (8 mm) y a su flexibilidad, la manguera puede llegar a zonas de muestreo que de otro modo serían inaccesibles. También es adecuado para aceites viscosos.

Incluido:

Se suministra con diez botellas de 100ml de PE, 10m de manguera de succión de PE (6 x 8mm), 1 cortador de manguera, 1 peso de manguera (V2A/latón niquelado) y 20 etiquetas de sellado de seguridad seal-it en un estuche de transporte.



Code	Description	Packaging
LLG09303970	Mini-Sampler PE,complete with 7 bottles	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

