

**Toallitas para sala limpia ASPURE, poliéster / nylon****ASPURE****Toallitas para sala limpia ASPURE, poliéster / nylon**

Las fibras partidas aseguran una buena capacidad de limpieza.

- Hechas de 80 % poliéster / 20 % nylon
- Corte por calor
- Doble empaquetado
- Peso: 210 ± 10 g/m²
- Espesor: 410 ± 30 μ m
- Absorción de agua: $>412,32$ g/m²
- Clean Pack: Lavado en sala limpia con agua ultrapura



Code	Description	Packaging
LLG04659071	ASPURE Cleanroom Wipers, 80% Polyes/100	100 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

