

**Toallitas para sala limpia ASPURE, poliéster / nylon****ASPURE****Toallitas para sala limpia ASPURE, poliéster / nylon**

Buena supresión de polvo y eficiencia de limpieza gracias a la fibra dividida.

- Hechas de 87 % poliéster / 13 % nylon
- Corte láser
- Doble empaquetado
- Peso: 130 g/m²
- Espesor: 360 µm
- Absorción de agua: > 195 g/m²
- Clean Pack: Lavado en sala limpia con agua ultrapura



Code	Description	Packaging
LLG04659072	ASPURE Cleanroom Wipers, Microfiber/150	150 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

