

**Toallitas para sala limpia ASPURE, poliéster / rayón****ASPURE****Toallitas para sala limpia ASPURE, poliéster / rayón**

Toallitas para salas blancas de tela no tejida.

- 30 % poliéster / 70 % rayón
- Plegado cuádruple
- Peso: 30 g/m²
- Espesor: 360 µm
- Absorción de agua: 226 g/m²





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

