




Soporte de pipetas, PS

Soporte de pipetas, PS

Fabricado en poliestireno para facilitar la organización de todo tipo de pipetas. El diseño con soporte permite la sujeción segura de las pipetas de gran tamaño en dirección longitudinal y de las pipetas de pequeño tamaño en dirección transversal. También se puede utilizar en cajones y en bancos.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--------------------------------|-----------|
| LLG06286606 | Pipet tray, PS 280x215x40 mm/1 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

