



Vasos de precipitados, PTFE

Vasos de precipitados, PTFE

Fabricado en PTFE químicamente inerte con una excelente resistencia química, alta resistencia mecánica y resistencia a altas temperaturas entre -200 y +260 °C. La base plana permite un contacto plano con la superficie para una transferencia de calor efectiva.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

