



## Vasos de precipitados, acero inoxidable

### Vasos de precipitados, acero inoxidable

Fabricados de acero inoxidable del grado AISI 304 de alta calidad, resistente a productos químicos y a la corrosión. Diseño robusto y sin costuras que garantiza un ciclo de vida prolongado. El interior liso altamente pulido permite una limpieza mucho más fácil.



Code	Description	Packaging
LLG06286609	Beaker, 100 ml, low form stainless st/1	1 pz.
LLG06286610	Beaker, 250 ml, low form stainless st/1	1 pz.
LLG06286611	Beaker, 500 ml, low form stainless st/1	1 pz.
LLG06286612	Beaker, 1000 ml, low form stainless s/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

